

## LIST OF PRECAUTIONS

मोबाइल लैब को उपयोग करने के लिए हमें निम्न तथ्यों का ध्यान करना होता है

- आपको यह देखना होगा कि डिस्टिल्ल वाटर की रीडिंग 0.250 से 0.350 के बीच में होनी चाहिए
- डिस्टिल्ल वाटर की रीडिंग चेक करने के लिए . मशीन में सबसे पहले ACCURATE ALLL सेलेक्ट करने के लिए 1 दबाते हैं
- इसके बाद 0 दबाते हैं .फिर 000 दबाते हैं
- फिर 5 नंबर का बटन दबाते हैं फिर टेस्ट सेलेक्ट करते हैं डिस्टिल्ल वाटर की कुवैट मशीन में डालते हैं और मशीन का ढक्कन बंद कर देते हैं
- फिर इसके बाद रीडिंग देख लेते हैं
- रीजेंट के लिटरेचर के अनुसार वर्किंग रीजेंट तैयार करना चाहिए
- ACCUSTER द्वारा तैयार किये गए कैलिब्रेशन चार्ट के अनुसार कैलिब्रेशन करना चाहिए . और 1X हमेशा रीजेंट किट के लिटरेचर के अनुसार होना चाहिए
- कुवैट हमेशा साफ़ होनी चाहिए .उसकी वाल्स पर स्क्रेच नहीं होने चाहिए
- रीजेंट किट के लिटरेचर के अनुसार रीजेंट को विभिन्न टेम्प्रेचर पर स्टोर करना चाहिए
- हमेशा रीजेंट की एक्सपायरी चेक करते रहना चाहिए
- कैलिब्रेशन में कलर की वेरिएशन को अच्छी तरह चेक करना चाहिए
- मिक्रोपीपेट को कैलिब्रेट करते रहना चाहिए तथा मिक्रोपीपेट की गुडवत्ता चेक करने के लिए उसे क्रॉस चेक करना चाहिए
- मिक्रोटिप में सैंपल लेने के बाद उसे अच्छी तरह से टिशू पेपर से साफ़ करना चाहिए
- क्युवेट को सही दिशा में मशीन के अंदर रखना चाहिए
- एक बार मीक्रोटिप से सैंपल लेने के बाद उसे दोबारा उपयोग में नहीं लेना चाहिए

- उदहारण के लिए हम अगर एक मिक्रोटिप से ग्लूकोस का रीजेंट लेते हैं तो उसी मिक्रोटिप से कोलेस्ट्रॉल का रीजेंट नही लेना चाहिए
- लिटरेचर के अनुसार टेस्ट का इन्क्यूबेशन करना चाहिए, तापमान तथा समय का ध्यान रखना चाहिए
- समय समय पर मशीन को कैलिब्रेट करते रहना चाहिए
- रक्त को अच्छी तरह सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए जब तक की क्लियर सीरम प्राप्त न हो जाये
- यूजर मैनुअल के अनुसार काम करना चाहिए

## **TYPES OF ERROR**

- रीजेंट के गलत स्टोरेज के कारण
- एक्सपीरेड रीजेंट उपयोग करने के कारण
- अपूर्ण इन्क्यूबेशन या फिर ज्यादा इन्क्यूबेशन के कारण
- मिक्रोपीपेट से गलत मापन द्वारा
- स्कृतछेद या गन्दी कुवैट उपयोग करने के कारण
- गलत कैलिब्रेशन के कारण
- गलत सेंट्रीफ्यूज के कारण - अगर आपके पास लाइट की सप्लाई नही हे तो

## **CHECKLIST**

### **DAILY CHECK-**

आपको मोबाइल बैक को पूरा चार्ज कर लेना चाहिए

- टेस्ट परफॉर्म करने से पहले इनक्यूबेटर का तापमान चेक करते हैं इनक्यूबेटर का तापमान ३७ पहुंचने के बाद ही सैंपल इनक्यूबेटर में रखने चाहिए

- रोज सुबह डिस्टिल्ल वाटर की रीडिंग चेक करनी चाहिए . डिस्टिल्ल वाटर की रीडिंग 0.250 - 0.350 के बीच में होनी चाहिए और डिस्टिल्ल वाटर की रीडिंग साफ़ कुवैट में लेनी चाहिए
- कुवैट की पारदर्शिता - कुवैट में कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए टेस्ट करने से पहले कुवैट को चेक करना चाहिए
- क्वालिटी कंट्रोल का उपयोग करके मशीन की एक्यूरेसी चेक कर लेनी चाहिए

#### WEEKLY CHECK

- रीजेंट का स्टोरेज चेक करना चाहिए
- मिक्रोपीपेटते को कैलिब्रेट करना चाहिए
- सप्ताह में मशीन को कैलिब्रेट करते रहना चाहिए

#### MONTHLY CHECK

- रीजेंट की एक्सपायरी चेक कर लेनी चाहिए

**नोट** - जब भी आप नया रीजेंट यूज़ करते हैं आपको उस रीजेंट से पहले मशीन को जरूर कैलिब्रेट करना चाहिए फिर इसके बाद ही आप टेस्ट लगा सकते हैं .

**नोट** - Micropipette को चेक करने के लिए हम गोजेबल टिप्स का उपयोग करते हैं . इस टिप्स में मार्किंग होती है जिससे हमें पता चलता है की हमारी पिपेट सही सैंपल उठा पा रही है या नहीं